

VELP Scientifica - Soluciones para JAR/Leaching Test



JLT 4



JLT 6



FC4S



FC6S



FP4

Número de Posiciones		4	6	4	6	4 (portátil)
Posiciones independientes				•	•	
Programacion de Velocidad rpm		10 a 300	10 a 300	10-15-30-45-60-90-120-150-200-300	10-15-30-45-60-90-120-150-200-300	20-40-50-100-200
Programacion del Tiempo min.		0÷999 minutos	0÷999 minutos	-	-	0÷30 minutos
		0÷99 horas	0÷99 horas	-	-	-
		continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
Luz		de fondo	de fondo	de fondo	de fondo	central
Dimensiones (AxHxP)	mm	645x347x260	935x347x260	645x347x260	935x347x260	250x320x250
	(in)	(25.4x13.7x10.2)	(36.8x13.7x10.2)	(25.4x13.7x10.2)	(36.8x13.7x10.2)	(9.8x12.6x9.8)
Peso	Kg	13.0	17.0	12.5	18.0	4.8
	(lb)	(28.6)	(37.4)	(27.5)	(39.6)	(10.6)
Alimentación		100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V
Potencia		11 W	19 W	18 W	23 W	6 W